

機械器具 32 医療用吸引器 (手動式のものに限る。)

一般医療機器 胸腔排液用装置 10817000

チェストドレインバルブ (未滅菌)


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 各部の名称



【使用目的又は効果】

吸引チューブに接続される1つのチャンバからなるプラスチック装置であり、胸腔ドレインに接続し、胸腔から血液、空気、膿状分泌物を除去するために用いる。

【使用方法等】

滅菌製品の製造のために供されるものであり、それ以外の目的で使用されることはない。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1. 本品は天然ゴムを使用している。天然ゴムは、かゆみ、発赤、むくみ、蕁麻疹、発熱、呼吸困難、喘息発作、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに引き起こすことがある。このような症状を起こした場合は、ただちに使用を中止し、適切な処置を施すこと。
2. アルコール等の有機溶剤を含む消毒剤を使用しないこと。本体にひび割れを生じる場合がある。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

水ぬれに注意し、高温・多湿および直射日光を避けて保管すること。

〈有効期限〉

箱のラベルおよび直接の被包記載の使用期限を参照 [自己認証による]。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

TEL：0120-8555-90 (カスタマーサービス)

外国製造業者：

ベクトン・ディッキンソン アンド カンパニー

(Becton, Dickinson and Company)

国名：アメリカ合衆国