


BD ベリター™ システム シリーズ

BD Veritor™ System Series

迅速診断キット

- 測定する人、場所、休日、夜間診療などを問いません
- 客観的な測定結果を提供し、
オールシーズンで感染症診断をサポートします

関連測定項目の流行時期



インフルエンザ
ウイルス

BD ベリター™ システム Flu
インフルエンザウイルスキット



A群ベータ溶血
連鎖球菌抗原

BD ベリター™ システム Strep A
A群ベータ溶血連鎖球菌抗原キット



RS
ウイルス

BD ベリター™ システム RSV
RSウイルスキット



アデノ
ウイルス

BD ベリター™ システム Adeno
アデノウイルスキット



製造販売元
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
〒960-2152 福島県福島市土船字五反田1番地
本社: 〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ
www.bd.com/jp/

カスタマーサービス 0120-8555-90
FAX: 024-593-3281

©2016 BD. BD, BDロゴおよびその他の商標はBecton, Dickinson and Companyが保有します。

48-108-03
R0-1604-005-016

製品概要

インフルエンザウイルスキット BD ベリター™ システム Flu



体外診断用医薬品 製造販売承認番号 22400AMX00064000

カタログ番号	256062	256052
包装数	10テスト	30テスト
内容	テストプレート 10個 抽出試薬 10本	テストプレート 30個 抽出試薬 30本
付属品	BD™ 滅菌綿棒 CF 10本*	BD™ 滅菌綿棒 CF 30本*
希望小売価格	10,000円(税抜)	30,000円(税抜)
判定時間	5~10分	

■別売

製品名	BD ベリター™ システム Flu コントロールスワブ
カタログ番号	256051
希望小売価格	16,000円(税抜)

使用目的	鼻腔ぬぐい液、鼻腔吸引液又は咽頭ぬぐい液中のA型インフルエンザウイルス抗原及びB型インフルエンザウイルス抗原の検出
有効期間	24ヶ月
貯蔵方法	2~30℃
保険点数	D012感染症免疫学的検査「インフルエンザウイルス抗原定性」147点 D026検体検査判断料「免疫学的検査判断料」144点 D419その他の検体採取「鼻腔・咽頭拭い液採取」5点

*製造販売届出番号 07B1X00003000126

内容	・A+B-コントロール ・B+A-コントロール
包装数	各10本
有効期間	各36ヶ月

アデノウイルスキット BD ベリター™ システム Adeno



体外診断用医薬品 製造販売承認番号 22400AMX01412000

カタログ番号	256060
包装数	10テスト
内容	テストプレート 10個 抽出試薬 10本 陽性コントロール 1本 陰性コントロール 1本
付属品	BD™ 滅菌綿棒 CA 10本*
希望小売価格	16,000円(税抜)

使用目的	咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液又は角結膜ぬぐい液中のアデノウイルス抗原の検出
有効期間	24ヶ月
判定時間	10分
貯蔵方法	2~30℃
保険点数	D012感染症免疫学的検査「アデノウイルス抗原定性(糞便を除く)」200点 D026検体検査判断料「免疫学的検査判断料」144点 D419その他の検体採取「鼻腔・咽頭拭い液採取」5点

*製造販売届出番号 07B1X00003000137

RSウイルスキット BD ベリター™ システム RSV



体外診断用医薬品 製造販売承認番号 22500AMX00004000

カタログ番号	256046
包装数	10テスト
内容	テストプレート 10個 抽出試薬 10本
付属品	BD™ 滅菌綿棒 CF 10本*
貯蔵方法	2~30℃
判定時間	10分
希望小売価格	12,000円(税抜)

■別売

製品名	BD ベリター™ システム RSV コントロールスワブ
カタログ番号	256061
希望小売価格	16,000円(税抜)

使用目的	鼻腔ぬぐい液又は鼻腔吸引液中のRSウイルス抗原の検出
有効期間	24ヶ月
保険点数	D012感染症免疫学的検査「RSウイルス抗原定性」146点 D026検体検査判断料「免疫学的検査判断料」144点 D419その他の検体採取「鼻腔・咽頭拭い液採取」5点 ・以下いずれかに該当する患者について、当該ウイルス感染症が疑われる場合に適用する。 ア 入院中の患者 イ 1歳未満の乳児 ウ パリズマブ製剤の適用となる患者

*製造販売届出番号 07B1X00003000126

内容	・陽性コントロール ・陰性コントロール
包装数	各10本
有効期間	各36ヶ月

A群ベータ溶血連鎖球菌抗原キット BD ベリター™ システム Strep A



体外診断用医薬品 製造販売承認番号 22400AMX00651000

カタログ番号	256057
包装数	10テスト
内容	テストプレート 10個 GAS試薬1 1本 GAS試薬2 10本
付属品	BD™ 滅菌綿棒 PS 10本*
判定時間	5分
希望小売価格	9,000円(税抜)

■別売

製品名	BD ベリター™ システム Strep A コントロールスワブ
カタログ番号	256049
希望小売価格	16,000円(税抜)

使用目的	咽頭ぬぐい液中のA群β溶血連鎖球菌抗原の検出
有効期間	24ヶ月
貯蔵方法	2~30℃
保険点数	D012感染症免疫学的検査「A群β溶血連鎖球菌迅速試験定性」134点 D026検体検査判断料「免疫学的検査判断料」144点 D419その他の検体採取「鼻腔・咽頭拭い液採取」5点

*製造販売届出番号 07B1X00003000127

内容	・陽性コントロール ・陰性コントロール
包装数	各10本
有効期間	各36ヶ月

デンシトメトリー分析装置 BD ベリター™ システム リーダー



特定保守管理医療機器 製造販売届出番号 07B1X00003000124

カタログ番号	256056
動作原理	反射分光法
処理速度	テストプレート挿入後約10秒
電池の定格	アルカリ単3電池 2本
保管条件	温度 15~30℃
使用環境条件	温度 15~30℃、相対湿度 10~85%、結露がないこと。
輸送条件	温度2~30℃
寸法	8cm(幅)×12cm(奥行)×6cm(高さ)
質量	約0.5kg

耐用期間	1)機器本体 下記のうち、いずれか早いもの。[自己認証による] ・使用開始後 3,000回・使用開始後 24ヶ月・製造後 34ヶ月 2)精度管理用テストプレート ・有効期間 40ヶ月
包装	BD ベリター™ システム リーダー 1台 添付文書 1部 マニュアル 1部 精度管理用テストプレート 1枚 アルカリ単3電池(機器内挿入済み) 2本
希望小売価格	24,000円(税抜)

●上記価格はあくまでも参考情報として該製品に統一的に設定している当社の希望小売価格です。販売代理店からの販売価格は各販売代理店が自主的に決定されております。お見積りは販売代理店にお問い合わせください。
●上記価格は平成28年4月現在のものです。上記価格は予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。